

# COOL DIAMANT



Die Premium - Diamantschleifer für Ihre anspruchsvolle Patientenbehandlung.

Die fließtechnisch optimierte Funktionsfläche, präzise beschichtet mit besonders hochwertiger Diamantkörnung sorgt für die überlegene Schleifleistung und Wirtschaftlichkeit.

Die abschließende Vergoldung erhöht die Biokompatibilität und Erkennbarkeit dieser Serie.

Premium diamond instruments for demanding treatments.

The function area with optimized flow properties is precisely coated with particularly high-quality diamond grit for superior grinding performance and cost-efficiency.

The gold plating enhances the bio-compatibility and identification of this series.

CD55

CD18

CD72




**Pusch**®

There is no substitute for quality

# COOL DIAMANT-Schleifer

## COOL DIAMONDS



● = ○ =

BUSCH	CD03	CD06	CD06	CD06	CD06	CD18	CD18	CD18	CD19	CD19	CD19	CD09	CD12	CD12	CD21	CD21
ISO Ø	012	014	016	018	023	012	014	016	014	016	018	012	016	018	010	012
grob/coarse CD..G	<span style="color: green;">●</span>															
mittel/medium CD..	<span style="color: blue;">○</span>															

● = ○ = ● =

BUSCH	CD21	CD24	CD24	CD24	CD25	CD25	CD25	CD63	CD66	CD66	CD66	CD69	CD69	CD69	CD72	CD72
ISO Ø	014	012	014	016	012	014	016	010	010	012	014	012	014	016	012	014
grob/coarse CD..G	<span style="color: green;">●</span>															
mittel/medium CD..	<span style="color: blue;">○</span>															
fein/fine CD.. F	<span style="color: red;">●</span>															

● = ○ = ● =

BUSCH	CD72	CD78	CD27	CD27	CD30	CD30	CD30	CD33	CD33	CD34	CD34	CD36	CD36	CD36	CD37	CD37
ISO Ø	016	016	010	012	010	012	014	012	014	012	014	014	016	018	014	016
grob/coarse CD..G	<span style="color: green;">●</span>															
mittel/medium CD..	<span style="color: blue;">○</span>															
fein/fine CD.. F	<span style="color: red;">●</span>															

● = ○ = ● =

BUSCH	CD39	CD39	CD39	CD42	CD42	CD42	CD45	CD48	CD48	CD51	CD51	CD54	CD55	CD55	CD55	CD57
ISO Ø	014	016	018	014	016	018	014	016	018	016	018	014	014	016	018	012
grob/coarse CD..G	<span style="color: green;">●</span>															
mittel/medium CD..	<span style="color: blue;">○</span>															
fein/fine CD.. F	<span style="color: red;">●</span>															

● = ○ = ● =

BUSCH	C57	CD60	CD60	CD60	CD61	CD61	CD80	CD80	CD15
ISO Ø	016	012	014	016	012	016	016	023	016
grob/coarse CD..G	<span style="color: green;">●</span>								
mittel/medium CD..	<span style="color: blue;">○</span>								
fein/fine CD.. F	<span style="color: red;">●</span>								

- FG-Schaft, grobe Körnung, grüner Schafftring  
shank FG, coarse grit, green ring
- FG-Schaft, mittlere Körnung, kein Schafftring  
shank FG, medium grit, without ring
- FG-Schaft, feine Körnung, roter Schafftring  
shank FG, fine grit, red ring

Bitte beachten Sie unsere Sicherheits-, Gebrauchs- und Hygiene-Empfehlungen unter [www.busch.eu](http://www.busch.eu)  
For safety, usage and hygiene recommendations please refer to our website [www.busch.eu](http://www.busch.eu)

**CE** 0124



**BUSCH & CO.** GmbH  
& Co. KG  
Unterkaltenbach 17-27  
51766 Engelskirchen  
GERMANY

[www.busch.eu](http://www.busch.eu)  
mail@busch.eu  
Tel.: +49 2263 86-0  
Fax: +49 2263 20741



BFLA1\_01/02020