

KERA

Tout en blanc!



Huit nouvelles formes délicates tout en céramique, le complément idéal de la série KERA existante.

Ces nouveaux petits bijoux sont par exemple utilisés pour l'usinage de lingotins en zircon, de prothèses en plastique et de gouttières occlusales, ainsi que dans la technique du plastique. En plus des propriétés exceptionnelles de la céramique haute performance, comme sa résistance à la rupture et la dureté de ce matériau, l'esthétique des fraises attire le regard, en particulier lors de l'utilisation au fauteuil.

Le poids propre, qui est jusqu'à 60 % inférieur à celui des fraises en carbure de tungstène, a un effet positif sur le déroulement du fraisage.

¡Blanco inmaculado!

Ocho nuevas formas de filigrana totalmente cerámicas, un complemento excelente para la serie KERA en el mercado.

Las nuevas y potentes fresadoras pequeñas se utilizan, por ejemplo, en el mecanizado de piezas brutas no sinterizadas de circonio, prótesis de plástico y férulas de mordida, y en la tecnología de resinas.

Además de las excelentes propiedades de la cerámica de alto rendimiento, como su alta resistencia a la fractura y la especial dureza del material, las fresas son muy llamativas desde el punto de vista estético, especialmente en las aplicaciones en consulta.

Su peso propio, hasta un 60 % menor respecto a las fresas de carburo, también tiene un efecto positivo en el comportamiento del fresado.



Busch®

There is no substitute for quality

MADE IN
GERMANY