

Kronentrenner

6880Z



36RDL



Zwei für alle Fälle

Ob es um die Bearbeitung verschiedenster Metalle, Zirkonoxid oder Verblendkeramik geht, mit unseren Kronentrennern aus Hartmetall und den ZIRAMANT-schleifern sind Sie für alle Fälle gerüstet.

Während die Ziramantschleifer mit Hilfe Ihrer speziellen Körnung dem überaus widerstandsfähigen Zirkonoxid zu Leibe rücken, haben die Hartmetall-Kronentrenner bei den Metallen leichtes Spiel.

Besonders die Hartmetall-Fräser mit BUSCH Diamantverzahnung bestechen durch ihre universelle Einsetzbarkeit, die besondere Laufruhe und die sichere Führung kombiniert mit einer bemerkenswerten Schnittgeschwindigkeit.



Busch[®]

There is no substitute for quality

Anwendung	Nicht Edelmetalle und deren Legierungen (NEM)	Hochgoldhaltige Edelmetall-Legierungen	Goldreduzierte Edelmetall-Legierungen	Verblendkeramik auf Metallgerüst	Zirkonoxid und Vollkeramik	Drehzahl-empfehlung
Hartmetall-Kronentrenner mit Kreuzverzahnung BUSCH 21RX und 23RX		●	●			
Hartmetall-Kronentrenner mit feinem Querhieb BUSCH 34, 36R und 38R	●					180.000 - 200.000 min ⁻¹
Hartmetall-Kronentrenner mit Diamantverzahnung BUSCH 34D, 36RD, 38RD, 36RDL, 38RDL	●	●	●	●		
ZIRAMANT- Kronentrenner 6880Z und 6855Z 					●	140.000 - 160.000 min ⁻¹

Für das Auftrennen von Verblendkeramik kann alternativ ein Diamantschleifer mit grober Körnung verwendet werden.

Hartmetall-Kronentrenner

mit Kreuzverzahnung



21RX **23RX**

BUSCH	21RX	21RX	BUSCH	23RX	23RX
ISO Ø	010	012	ISO Ø	010	012
L mm	5,6	5,6	L mm	5,6	5,6

mit feinem Querhieb



34 **36R** **38R**

BUSCH	34	34	BUSCH	36R	36R	BUSCH	38R	38R
ISO Ø	010	012	ISO Ø	010	012	ISO Ø	010	012
L mm	2,0	2,0	L mm	4,0	4,5	L mm	4,0	4,5

mit Diamantverzahnung

kurzes Arbeitsteil



34D

BUSCH	34D	34D
ISO Ø	010	012
L mm	2,0	2,0

mittellanges Arbeitsteil



36RD **38RD**

BUSCH	36RD	36RD	BUSCH	38RD	38RD
ISO Ø	010	012	ISO Ø	010	012
L mm	4,0	4,5	L mm	4,0	4,5

langes Arbeitsteil



36RDL **38RDL**

BUSCH	36RDL	36RDL	BUSCH	38RDL	38RDL
ISO Ø	010	012	ISO Ø	010	012
L mm	5,6	5,6	L mm	5,6	5,6

ZIRAMANT-Kronentrenner



6880Z **6855Z**

BUSCH	6880Z	BUSCH	6855Z
ISO Ø	014	ISO Ø	014
L mm	6,0	L mm	6,0

CE 0124

Bitte beachten Sie unsere Sicherheits-,
Gebrauchs- und Hygiene-Empfehlungen
unter www.busch.eu

For safety, usage and hygiene
recommendations please refer
to our website www.busch.eu



BUSCH & CO. GmbH
& Co. KG
Unterkaltenbach 17-27
51766 Engelskirchen
GERMANY

www.busch.eu
mail@busch.eu
Tel.: +49 2263 86-0
Fax: +49 2263 20741

