



Todo en uno

STERI-SAFE_{wave}



El fresero que destaca por:

- Gran espacio para la colocación de rotatorios. 14 instrumentos de turbina (FG) y 12 de contra-ángulo (CA).
- Mejor visualización de los instrumentos por su diseño abierto.
- Plástico de uso médico que garantiza la desinfección y esterilización del soporte, con y sin instrumentos.
- Proceso de limpieza validado y certificado por un instituto externo.
- Arco de seguridad con diseño "ondulado" que lo protege frente a caídas.
- Tiras de silicona en 5 colores distintos que ofrecen orden/codificación de los instrumentos y apoyo antideslizante.



There is no substitute for quality

universal

STERI-SAFEwave es un fresero universal con un innovador soporte esterilizable que permite **el manejo seguro y simultáneo de instrumentos rotatorios con mangos para turbinas y contra-ángulos.**

Con este soporte para fresas de longitud estándar tendrá siempre todos sus rotatorios a mano, desde la preparación hasta el pulido final, y claramente identificados.

Espacio máximo para:

- 14 instrumentos FG con una longitud total de 19 a 24 mm;
- 12 instrumentos CA con una longitud total de 22 a 30 mm



76mm x 30mm x 33mm

seguro

El fresero cuenta con un **bloqueo de seguridad** para cerrarlo, y así poder asegurar que los rotatorios no se caigan en ningún proceso del trabajo.


Utilizar STERI-SAFEwave reduce el desgaste de los instrumentos, ya que evitamos que se rocen ente sí.



organiz-
able

STERI-SAFEwave le ofrece cintas de silicona de 5 colores diferentes para clasificar los rotatorios.

Además estas cintas para el **código de colores**, tienen una doble función, también hace que el soporte sea antideslizante.



Art.-Nr. 5773-03 con tiras de silicona verdes



tiras de silicona de recambio

Art.-Nr.: FC 01 rojo



Art.-Nr.: FC 03 verde



Art.-Nr.: FC 02 amarillo



Art.-Nr.: FC 04 azul



Art.-Nr.: FC 05 negro



Art.-Nr.: 5773-01 con tiras de silicona rojas

Art.-Nr.: 5773-02 con tiras de silicona amarillos

Art.-Nr.: 5773-03 con tiras de silicona verdes

Art.-Nr.: 5773-04 con tiras de silicona azules

Art.-Nr.: 5773-05 con tiras de silicona negros

higiénico

El fresero STERI-SAFEwave está fabricado con plástico de **uso médico que es completamente desinfectable y esterilizable.**

Por lo tanto, puede ser integrado en los protocolos de limpieza y desinfección de la clínica dental.



medios de desinfección para instrumentos de mano y instrumentos rotativos



esterilización en el esterilizador de vapor (autoclave) a temperaturas especificadas



aparato limpiador de desinfección para la desinfección térmica



esterilizar en el esterilizador de aire caliente a las temperaturas especificadas



bano de ultrasonido



chemiclave

validado

El **proceso de limpieza** del STERI-SAFEwave, en combinación con los rotatorios Busch precontaminados y colocados en el fresero, ha sido **validado** y certificado por un instituto externo.



SMP
Prüfung Validierung Forschung

SMP GmbH • Service für Medizinalprodukte
Hedingerstraße 262 • 72072 Tübingen

Certificado

Basándonos en nuestro informe de pruebas con el número de proyecto 01615 del 20/02/2015, confirmamos la correcta validación de la limpieza del soporte para instrumentos **SteriSafe Wave (REF 5773)** y de los instrumentos dentales de tallado y fresado convencionales contenidos en él y fabricados por

Busch & CO. GmbH & Co. KG
Unterkaltenbach 17-27
51766 Engelskirchen/Alemania

ha sido validado con éxito.



BUSCH & CO. GmbH & Co. KG
Unterkaltenbach 17-27
51766 Engelskirchen
GERMANY

www.busch.eu
mail@busch.eu
Tel.: +49 2263 86-0
Fax: +49 2263 20741

Rogamos que observen nuestras recomendaciones de seguridad, uso e higiene en www.busch.eu



BFLA/250/072021