



Busch[®]

There is no substitute for quality



PavéCut 447AU

patent DE 10 2019 200 495

Min. 50 % schneller

Dieser neu entwickelte Bohrer aus Hartmetall ist eine einzigartige Kombination aus Spiralbohrer und Rundbohrer:

Zwei Arbeitsschritte in einem!!


Ab sofort brauchen Sie nur ein Werkzeug zum Vorbohren, Formgeben und Vergrößern!

Min. 50% faster

This new developed bur made of carbide is a unique combination of a twist drill and a round bur:

one step instead of two!!

From now on you only need one tool for pre-drilling, shaping and enlarging!



Empfohlene Anwendungsdrehzahl: 5.000-10.000 min⁻¹
Recommend speed: 5.000-10.000 r.p.m.



Auch als Set erhältlich
Also available as a set

PavéCut Set
447AU 008-016



Game changer

Querschnitt
cross section



BUSCH & CO. GmbH
& Co. KG
Unterkaltenbach 17-27
51766 Engelskirchen

Postfach 1152
51751 Engelskirchen
GERMANY

www.busch.eu
mail@busch.eu
Tel.: +49 2263 86-0
Fax: +49 2263 20741