



Pusch®

There is no substitute for quality

# T-SPEED / T-SPEED PLUS

front sans dentures  
parte delantera sin dentado



T426 SPEED (gel)



T426 SPEED PLUS (acrylique/acrílico)

rapide et sûr  
rápido y seguro

**RAPIDE** grâce aux dentures efficaces SPEED; **SÉCURITÉ** grâce à la partie distale non dentée qui protège des contacts accidentels de la ponceuse avec le tissu environnant.

Avec les dentures T-SPEED et T-SPEED PLUS, vous pouvez traiter non seulement des ongles naturels, mais aussi des gels et des acrylates plus durs.

**RÁPIDO** con dentados efectivos de SPEED, **SEGURIDAD** gracias a la cara frontal sin dentado, que evita el pulido no deseado de los tejidos circundantes.

Los dentados T-SPEED y T-SPEED PLUS permiten trabajar con uñas de gel y los acrílicos más duros, además de con uñas naturales.



Les dentures T-SPEED et T-SPEED **PLUS** sont indispensables dans les cabinets podologiques ainsi que dans les salons de manucure pour les traitements :

- des ongles naturels hyperkératosiques
- des modelages de prothèses unguéales
- des ongles artificiels et de modelages d'ongles.

Les dentures très efficaces de la série T-Speed assurent une élimination rapide de la substance et créent une structure optimale de la surface.

De plus, le revêtement doré au nitrure de titane (TiN) réduit l'usure de la matière.

En tant que produits médicaux, les fraises peuvent être stérilisées et désinfectées.

Los dentados T-SPEED y T-SPEED **PLUS** son imprescindibles en la consulta del podólogo y en los salones de manicura para el tratamiento de:

- uñas naturales gripóticas engrosadas
- modelos de prótesis ungueales
- uñas artificiales y modelos de uñas.


Los dentados T-Speed de alta eficacia garantizan una eliminación de sustancias rápida dejando una superficie óptima.


Además, el recubrimiento de nitruro de titanio (TiN) dorado reduce el desgaste del material.

Al tratarse de productos médicos, las fresas son esterilizables y desinfectables.


## T-SPEED

pour  
le gel  
para  
el gel

 Unité d'emballage /  
Unidad de embalaje




BUSCH	T424SPEED	T425SPEED	T425SPEED	T426SPEED	T429SPEED	T429SPEED	T429SPEED
Ø ISO	060	040	070	060	040	060	070



BUSCH	T431SPEED	T431SPEED	T434SPEED
Ø ISO	031	065	050

## T-SPEED PLUS

pour  
l'acrylique  
para el  
acrílico



BUSCH	T425SPEEDPLUS	T426SPEEDPLUS	T429SPEEDPLUS	T431SPEEDPLUS	T434SPEEDPLUS
Ø ISO	060	060	060	065	050

Pour les recommandations de sécurité, d'utilisation et d'hygiène, nous vous invitons à consulter notre site internet [www.busch.eu](http://www.busch.eu)  
Rogamos que observen nuestras recomendaciones de seguridad, uso e higiene en [www.busch.eu](http://www.busch.eu)

 0124

 **Busch**<sup>®</sup>  
There is no substitute for quality

**BUSCH & CO.** GmbH  
& Co. KG  
Unterkaltenbach 17-27  
51766 Engelskirchen  
GERMANY

[www.busch.eu](http://www.busch.eu)  
[mail@busch.eu](mailto:mail@busch.eu)  
Tel.: +49 2263 86-0  
Fax: +49 2263 20741



BFLA-250/09/2022