

Patent: EP 1157627
 Patent: EP 1157627
 Brevet: EP 1157627
 Patente: EP 1157627

Die Medizinprodukt-Serie der Extra-Klasse mit Innen-Kühltechnik für die Hornhautbearbeitung.

The medical product series with an internal cooling technique for working on callus.

La série de produits médicaux de première classe, avec système de refroidissement interne, pour le traitement de hyperkératoses.

La gama de productos médicos de primera clase, con técnica de enfriamiento interior, para el tratamiento de la callosidad.

- einsetzbar in der Nass- und Trockentechnik
- besonders angeordnete, schlitzförmige Öffnungen
- rostsicheres Material sichert Desinfektions- und Sterilisationsbeständigkeit
- präziser Rundlauf durch einteilige Konstruktion

- for use in wet- as well as dry technique
- special arranged aperture slits
- stainless steel material guarantees the disinfection and sterilization persistence
- precise concentricity by one-piece construction

- à utiliser avec ou sans spray
- des ouvertures en formes d'entailles spécialement disposées
- le matériau inoxydable garantit une résistance aux désinfections et stérilisations
- une parfaite concentricité grâce à la construction en une partie












- utilizable en la técnica seca tal como en la técnica húmeda
- ranuras colocadas especialmente
- el material inoxidable asegura estabilidad para desinfección y esterilización
- perfecta exactitud del giro por la construcción de una sola pieza

●● **mega grobe Körnung**
 Abtrag dicker Hornschwien

mega coarse grit
 removal of thick callus

grain mega gros
 abrasion des hyperkératoses

grano hiper grueso
 reducción de callos hinchados

										
BUSCH	DT4880	DT4880	DT4880		DT4840	DT4840			DT4854R	DT4854R
ISO Ø	085	100	120		085	100			100	120

● **super grobe Körnung**
 Entfernen starker Verhornungen

super coarse grit
 removal of hard callus

grain super gros
 abrasion des callosités durs

grano super grueso
 eliminación de callos duros












										
BUSCH	DT5880	DT5880	DT5880		DT5840	DT5840		DT5854R	DT5854R	
ISO Ø	080	095	115		080	095		095	115	

● **grobe Körnung**
 Entfernen beginnender Verhornungen

coarse grit
 removal of incipient callus

gros grain
 abrasion des premières callosités

grano grueso
 eliminación de callos incipientes

										
BUSCH	DT6880	DT6880	DT6880		DT6840	DT6840		DT6854R	DT6854R	
ISO Ø	075	095	115		075	095		095	115	