



Pusch®

There is no substitute for quality

Hybrid TWISTER

Patent: DE 10 2014 010 033

Punktuelle Behandlung von Hornhaut, Hühneraugen und tiefen Rhagaden
Precise treatment of callus, corns and deep rhagades



Behandlung flacher Rhagaden
Treatment of shallow rhagades

Flächige Behandlung von Hornhaut
Wide-area-treatment of callus



HT6852/120

HT880/075

Widerstand zwecklos
Resistance is futile

Zwei überaus wirkungsvolle Werkstoffe
- Diamant und Keramik - verbinden sich
zu einer innovativen Körnung:
der patentierten Hybridkörnung.

Erleben Sie bei der Hornhautentfernung
mit unseren Experten für besondere Fälle
ein vollkommen neues Schleifgefühl!

Two exceedingly effective materials
- diamond and ceramic -
combined to yield an innovative grit:
the patented hybrid grit.

Experience a completely new sensation
when removing callus with our experts
for special cases!

Medizinprodukt
Medical device
Klasse IIa
Class IIa

**MADE IN
GERMANY**

Die Zusammenführung der Premium Schleifkörnungen Diamant und Keramik, in Kombination mit der bewährten TWISTER Konstruktion, machen den **Hybrid TWISTER** zu einem High-Tech-Produkt für die moderne Hornhautbearbeitung. Eindeutig identifizierbar durch den zusätzlichen weißen Farbring.

DIAMANT Körnung
+ KERAMIK Körnung
+ TWISTER Konstruktion
= Hybrid TWISTER

fördert die Lebensdauer und somit die Wirtschaftlichkeit
 fördert die Abtragsleistung, glatte Oberflächen und spart Zeit
 fördert das Kühlpotential in der Nasstechnik und die Absaugleistung in der Trockentechnik

The combination of diamond and ceramic as premium abrasives together with the tried-and-tested TWISTER design makes the **Hybrid TWISTER** a high-tech product for modern callus treatment. Clearly identifiable by the additional white coloured ring.

DIAMOND grit
+ CERAMIC grit
+ TWISTER design
= Hybrid TWISTER

for a longer service life and therefore higher cost-efficiency
 for a higher rate of removal and smooth surface, also saves time
 for an optimum cooling in the wet technique and higher suction in the dry technique

- super grobe Hybridkörnung/ super coarse hybrid grit
 Abräumen schwerer Verhornungen/ removing of severe callus




- grobe Hybridkörnung/ coarse hybrid grit
 Abtragen dicker Hornschwielen/ removing thick callus



- mittlere Hybridkörnung/ medium hybrid grit
 Entfernen starker Verhornungen/ removing hard callus



- feine Hybridkörnung/ fine hybrid grit
 Entfernen beginnender Verhornungen/ removing incipient callus



CE 0124

Als Medizinprodukt können Hybrid TWISTER sowohl in der Trockentechnik als auch in der Nasstechnik eingesetzt und problemlos in den Wiederaufbereitungsprozeß eingegliedert werden.

The Hybrid TWISTER is a medical device that can be used with both the dry and wet technique and can be easily integrated into the device re-processing workflow.



BUSCH & CO. GmbH & Co. KG
 Unterkaltenbach 17-27
 51766 Engelskirchen
 GERMANY

www.busch.eu
 mail@busch.eu
 Tel.: +49 2263 86-0
 Fax: +49 2263 20741

Bitte beachten Sie unsere Sicherheits-,
 Gebrauchs- und Hygiene-
 Empfehlungen unter www.busch.eu
 For safety, usage and hygiene
 recommendations please refer to our
 website www.busch.eu



BFLA0.250022024