



● **feine X-Verzahnung**
Feinbearbeitung von Nagelflächen vor der Politur


fine double cut
delicate treatment of the nail surface before polishing

denture croisée fine
finition des surfaces des ongles avant polissage


dentado fino cruzado
trabajo de precisión de la superficie de la uña antes del pulido



L-Typ L = Fräser für Linkshänder/cutters for left-handers/fraises pour gauchers/fresas para zurdos



Stichfräser pointed carbide cutter fraise en carbure pointue fresa de punta



Stichfräser mit 4 Kant-Arbeits teil. Für die Nachbearbeitung und das Be- und Ausschneiden von Silikon und Orthesen.

Pointed carbide cutter with a special four edged working part. For finishing and cutting of silicone and orthosis.

Fraise en carbure pointue avec 4 pans. Pour la finition, le coupage et le découpage du silicone et des orthèses.

Fresa de punta con 4 cantos. Para el acabado, recusión y corte de silicona y ortesis.