




← ohne Schneiden
no blades
pas de lames
sin cortantes vivos



407RS + 406L-RS

polygonales Arbeitsteil ohne scharfe Schneiden

- für die schonende Entfernung von Ablagerungen in der Nagelfalz
- für die schonende Entfernung der Kutikula
- für flächiges Arbeiten empfehlen wir die Variante 406L-RS
- grobe Diamantschleifer oder verzahnte Instrumente hinterlassen bei dieser Anwendung ungewollte Riefen auf dem Nagel

polygonal working part without sharp blades


- for the gentle removal of deposits in the nail fold
- for the gentle removal of the cuticle
- we recommend the version 406L-RS for widearea work
- by this application diamond instruments with coarse grit or rather instruments with cuts leave unintended grooves on the nail

partie travaillante polygonale sans lames coupantes

- pour enlever avec ménagement le dépôt dans les sillons de l'ongle
- pour enlever avec ménagement la cuticule
- pour le traitement des grandes surfaces nous recom mandons la forme 406L-RS
- les instruments diamantés avec un grains gros et les instruments avec dentures provoquent des rainures indésirables sur l'ongle


parte de trabajo provista polygonal, sin cortantes vivos

- para eliminar, de manera cuidadosa, depósitos dentro de la ranura de la uña
- para eliminar, de manera cuida-dosa, la cuticula
- para un trabajo plano recomendamos la variante 406L-RS
- los instrumentos diamantados para de grano grueso o dentados dejan, en este caso, estrías indeseadas en las uñas




Draufsicht
top view
vue d'en haut
vista de encima

mit diamantiertem Arbeitsteil
with diamond coated working part
avec partie travaillée diamantée
parte activa diamantada



BUSCH	407RS	406L-RS
ISO Ø	012	012



● feine Körnung
fine grit
grain fin
grano fino

● extra feine Körnung
extra fine grit
grain extra fin
grano extra fino

BUSCH	8407LF	8406LF	8407LEF	8406LEF
ISO Ø	012	012	012	012