

5772



Rundlauf Prüfeinrichtung „control“
Concentricity testing „control“
control de concentricité
El probador „control“ para la concentricidad



Öffnungs- und Schließmechanismus
opening/closing mechanism
mécanisme d'ouverture et fermeture
mecanismo de apertura y cierre



abgerundete, sichere Kanten und verstärkte Gesamtkonstruktion
reinforced locking bar with rounded safe edges
des bords arrondis plus sûr et construction
complète robuste
dantos redondeados y seguros y construcción reforzada

Material: Medical Kunststoff
Farbe: Hellgrau
Aufnahmemöglichkeit: max. 24 HST
Maße: 75 mm x 29 mm x 62 mm

material: medical resin
colour: light grey
capacity: max. 24 HP
dimensions: 75 mm x 29 mm x 62 mm

materiel: résine médicale
couleur: gris clair
capacité d'insertion: max. 24 PM
dimension: 75 mm x 29 mm x 62 mm

material: resina medical
color: gris claro
capacidad: max. 24 instrumentos con mango PM
dimensiones: 75 mm x 29 mm x 62 mm

Sterilisierbar bis 180 °C

- für die individuelle und übersichtliche Bestückung mit Behandlungssätzen.
- für die Aufbewahrung von Instrumenten vor, während oder nach der Desinfektion, Reinigung und/oder Sterilisation.
- für alle zugelassenen Desinfektions- und Reinigungs- sowie Sterilisationsmethoden geeignet (siehe Basis-Informationen).

for sterilization up to 180 °C

- for an individual and clear arrangement of instrument sets.
- for the safekeeping of instruments before, during or after disinfection, cleaning and or sterilization.
- for all approved methods of disinfection, cleaning and sterilization (see basic information).

stérilisables jusqu'à 180 °C

- pour la composition individuelle et bien disposée des jeux d'instruments.
- pour stocker les instruments avant, pendant ou après la désinfection, le nettoyage et/ou la stérilisation.
- pour toute méthode de désinfection, de nettoyage et de stérilisation (voir informations de base).

esterilizar hasta 180 °C

- para componer de manera individual y clara, surtidos de instrumentos.
- para almacenar los instrumentos antes, durante o después de la desinfección, de la limpieza y/o bien de la esterilización.
- adecuado para todos los métodos de desinfección, limpieza y esterilización (ver información básica).