

schnell - durch die effektiven SPEED-Verzahnungen

sicher - durch die nicht verzahnte Stirn bzw. glatte Arbeitsteilspitze

fast - due to the effective SPEED cuts

safe - due to the smooth top of the working part

rapide - grâce aux dentures efficaces SPEED

sûr - grâce à la pointe lisse de la partie travaillante sans denture

rápido - con dentados efectivos de SPEED

seguro - con la frente no dentada o respectivamente la punta pulida de la parte activa



Mit der goldfarbenen T-SPEED Hartmetall-Fräser Serie mit Titan-Nitrid-Beschichtung (TiN) erreichen Sie dank revolutionärer Verzahnungen und glatter Arbeitsteilspitze schnell und sicher optimale Behandlungsergebnisse.

With their revolutionary cuts and smooth safe-end working part, the golden T-SPEED series of carbide cutters with titanium nitride coating (TiN) produces optimum treatment results quickly.

Grâce à sa denture révolutionnaire et à la pointe lisse de la partie travaillante, la série dorée T-SPEED de fraises en carbure recouvertes de nitrure de titane (TiN) permet d'obtenir d'excellents résultats de traitement, rapide et en toute sécurité.

La serie de fresas doradas de carburo de tungsteno T-SPEED con revestimiento de nitruro de titanio (TiN) le proporcionará rápidamente y de forma segura resultados óptimos en el tratamiento, gracias al dentado revolucionario y a la frente lisa.


T-SPEED PLUS

- zügiger Abtrag von verdickten Nägeln und Bearbeitung von Acryl in der Nagelprothetik
- Bearbeitung von Acryl im Naildesign
- fast treatment on thick nails and acryl in the nail prothetics
- treatment of acryl for naildesign

- abrasion rapide des ongles épais et traitement du l'acrylique pour prothèse d'ongles
- traitement de l'acrilique dans la conception des ongles
- eliminación rápido de uñas hinchadas y tratamiento de acrílico para prótesis
- para el tratamiento de acrílicos durante el diseño de uñas



BUSCH	T425 SPEED PLUS	T426 SPEED PLUS	T429 SPEED PLUS	T431 SPEED PLUS	T434 SPEED PLUS
ISO Ø	060	060	060	065	050



T-SPEED

- mittlerer Abtrag von verdickten Nägeln und Bearbeitung von Gel in der Nagelprothetik
- Bearbeitung von Gel im Naildesign
- treatment on thick nails and gel in the nail prothetics
- treatment of gel for naildesign

- abrasion moyenne des ongles épais et traitement du gel pour prothèse d'ongles
- traitement du gel dans la conception des ongles
- eliminación media de uñas hinchadas y tratamiento de gel para prótesis
- para el tratamiento de gel durante el diseño de uñas



BUSCH	T424SPEED	T425SPEED	T425SPEED	T426SPEED	T429SPEED	T429SPEED	T429SPEED
ISO Ø	060	040	070	060	040	060	070



BUSCH	T431SPEED	T431SPEED	T434SPEED
ISO Ø	031	065	050

